

CatLink（アプリ共通部分用）

取扱説明書 Ver1.0

使用上の重要な情報が書かれています。ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。説明書はお使いになる人がいつでも確認できるように大切に保管してください。

本取扱説明書は大切に保管してください

専用アプリケーションのダウンロード

CATLINKには専用のアプリが必要です。あらかじめインストールをしておいてください。



アイコンは上記を参照。
(2021年5月時点)



[iPhone/iPadはこちら](#)



[Android 端末はこちら](#)

目次

- 2ページ アプリ初回起動とユーザーアカウントの作成
- 4ページ ログインする
- 5ページ アプリ画面について
- 6ページ 猫の情報を登録する
- 7ページ 猫の健康状態を確認する / 猫の情報を追加登録する
- 8ページ 猫の情報を確認・編集する / 猫の情報を削除する
- 9ページ 猫の情報を共有する
- 10ページ 情報の共有を解除する
- 11ページ カラー（タグ）のバインド
- 12ページ カラー（タグ）の切り替え / カラー（タグ）のバインド解除
- 13ページ ME画面（アカウント画面）について
- 15ページ SMSで認証コードが届かない時の確認事項
- 16ページ お問い合わせ

アプリ初回起動とユーザーアカウントの作成

1 初めて起動するとアプリについての説明イラストが表示されます。




2 説明イラストはスワイプして進めてください。



3 言語設定画面に変わったら言語を選択し、「SURE」をタップします。



4 プライバシーポリシーの同意画面が出た時は同意してください。




5 ログイン画面に変わります。



6 「登録」をタップしてアカウント作成画面に切り替えます。



7 「+86」をタップして「Japan+81」を選択します。



8 携帯番号を入力し、緑色の「確認コードを取得する」をタップします。
※最初の0は省いて入力します。



アプリ初回起動とユーザーアカウントの作成（つづき）

9 SMS で認証コード（4桁の番号）が送られてきます。



4桁の数字が送られて来ます。

10 送られてきた認証コードとに任意のパスワードを入力して、「登録」をタップします。



① 認証コードを入力


② 任意のパスワードを入力

③

- パスワードの注意 -

- 6文字以上、14文字以内
- 英字か数字のみ使用可能
- 英字のみ、数字のみでも可能
- 大文字、小文字は区別されます


11 これでアカウント作成は完了です。
完了後は自動的にログインされて画面が切り替わります。



SMS で認証コードが届かない場合は 16 ページ「SMS で認証コードが届かない場合の確認事項」をご覧ください。

ログインする

1 ログイン画面で「+86」をタップして「Japan+81」を選択します。




2 登録した電話番号を入力します。



3 登録したパスワードを入力します。



4 「ログイン」をタップして画面が変わったらログイン完了です。



アプリ画面について

- CatLinkアプリには大きく4種類の画面があり、下部のアイコンをタップして切り替えることができます。
- 初期設定ではLINK画面が最初に表示されるように設定されています。



①CAT画面

猫の情報を登録・編集したり、確認する画面です。

②LINK画面

各デバイス（機器）の接続設定や操作を行う画面です。
初期設定ではこの画面が最初に表示されます。

③NEWS画面


各デバイスからのお知らせが表示されます。

④ME画面

アカウント情報の確認・編集やアプリの設定が変更できます。

猫の情報を登録する

1 画面下のメニューから「CAT」をタップします。



2 CAT 画面の下方にある「追加」をタップします。



3 各項目を入力し、最後に「保存」をタップします。



- 項目の説明 -



アイコン画像を設定します。

名前を入力します。

品種を選択します。

性別を選択します。

誕生日を入力します。

体重を入力します。 ※機器によっては体重で個体を識別するので正確な数値を入力してください。

関連付け (バインド) させる機器を選択します。 ※後から設定できるので未選択でも構いません。

4 猫の情報画面に切り替わったら完了です。CAT 画面に戻るには左上の<マークをタップしてください。



猫の健康状態を確認する

1 猫の情報が登録されてる場合は健康状態画面がCAT画面になります。



関連付ける機器を選択していない場合は「ヘルスデータがありません。猫を追加してデバイスに関連付けてください」と表示されます。

2 表示する個体を切り替える時は左上の名前をタップします。



猫の情報を追加登録する

1 CAT画面の右上の三本線をタップしてリスト表示に切り替えます。




2 リスト下部の緑の+マークをタップします。




猫の情報を確認・編集する

1 健康状態画面でアイコンをタップするか、リスト表示に切り替えてから名前をタップすると情報画面に切り替わります。



2 各項目をタップすると情報の編集ができます。



猫の情報を削除する

1 猫の情報画面の一番下の「削除」をタップすると削除できます。



猫の情報を共有する

1 情報を共有したい猫の情報画面を表示します。



2 「共有」をタップします。



3 緑の+マークをタップします。



4 「+86」をタップして「+81」に変更します。



5 共有したい相手の電話番号を入力します。



共有する相手の
携帯番号を入力

最初の0は省いて
入力します。

6 相手の SMS に届いた認証コードを入力します。



7 コードを入力したら画面が変わり、共有相手の名前が表示されるので完了です。



相手の名前が
追加されます。

情報の共有を解除する

1 情報の共有画面右上の「管理」をタップします。



2 共有を解除したい人の名前をタップします。



3 本当に解除するか聞かれるので「確認」をタップします。



4 完了です



カラー（タグ）のバインド

- CATLINKシリーズ機器の一部には専用のカラー（タグ）で個体を認識する機能があります。
- ここではCATLINK専用カラー（タグ）をバインドする方法を説明します。
- 1匹の猫に対して複数のカラー（タグ）を設定することも出来ます。
- タグは製品に付属しているほか、別売りもあります。

1 タグを登録させたい猫の情報画面を表示します。



2 「カラーをバインドします」をタップします。



3 「スキャン」または「手動入力」をタップします。



- スキャンの場合 -

A1 タグに表記されているQRコードを読み取ります。



- 手動入力の場合 -

B1 タグに表記されているリアルナンバーを入力して「保存」をタップします。



4 完了です。



カラー（タグ）の切り替え

●複数のカラー（タグ）を同時に設定している場合は使用の有無を切り換えられます。

1 猫の情報画面から「カラーをバインドします」をタップします。



2 バインド済みのナンバー横のスライドをタップしてオン・オフを切り替えます



カラー（タグ）のバインド解除

1 カラーのバインド画面右上の「編集」をタップします。



2 解除したいカラー（タグ）の－マークをタップして「完了」をタップします。



ME画面（アカウント画面）について

- TOP画面右下の「ME」をタップするとユーザー画面（アカウント画面）を表示します。
- この画面ではアカウント情報の確認のほか、アプリの情報などの確認も行えます。



①アカウント情報

アカウント情報の変更・確認が行えます。

②メンバーのレベル

表示はされますが日本では未対応の機能です。

③ホーム画面の変更

アプリを起動させた時に表示する画面（TOP画面）をCAT画面とLINK画面から選択できます。

④一般的な問題

メーカーの製品マニュアルが確認できます。 ※全て英語表記です。

⑤設定

アプリの設定を変更できます。

- アカウント情報 -

- アカウント情報の確認・変更が行えます



- メンバーのレベル -

- 現在のレベルや経験値（詳細は不明）が表示されますが、日本では未対応の機能です。



ME画面（アカウント画面）について（つづき）


- ホーム画面の設定 -

- アプリ起動時に表示する画面の設定が行えます。



- 一般的な問題 -

- CATLINK シリーズ製品のメーカー説明書を確認できます。
※ただし全て英語表記です。



- 設定 -

- アプリ設定が行えます。



①アカウント

ログインパスワードの変更が行えます。

②言語

アプリ内で表示する言語の設定が行えます。

③キャッシュのクリア

キャッシュを削除します。

④バージョンアップ

アプリに新バージョンがある場合、バージョンアップを行います。

⑤アプリについて

アプリの情報を確認できます。

⑥アカウントをログアウトします。

ログアウトします。

SMSで認証コードが届かない時の確認事項

電波状態が悪く受信が遅れている

コードの受信にはモバイルデータ通信が必要です。Wi-Fiをつないでいる状態でもモバイルデータ通信の電波状態が良くない場合はコードを受信できません。移動中や通信障害で電波状態が不安定になっていないか、圏外でないか確認した上で電話番号入力から再度お試しください。

ネットワークが混雑している

ネットワーク混雑によってコードの受信が遅れる場合があります。
1時間以上開けてから再度お試しください。

入力した電話番号に誤りがある

今一度、電話番号に誤りがないか確認してから入力してください

迷惑メール設定でSMSを受信拒否している

迷惑メールのフィルタ設定でSMSや登録者以外からのメッセージを受信拒否していないか確認してください。

※現在の設定の確認方法や、設定の変更方法は契約されている携帯電話会社にお問い合わせください。

モバイルデー通信が利用できない

Wi-Fiのみ繋いでいる、機内モードになっているなどモバイルデータ通信が利用できない環境下ではSMSを利用できません。モバイルデータ通信のオン/オフを確認してください。

携帯電話の契約状況や端末によってSMSが利用できない

携帯電話の契約状況や端末の種類によってはSMSを利用できません。

※契約内容、端末のSMS対応の有無の確認は契約されている携帯電話会社にお問い合わせください。

海外からのメッセージを受信拒否している

コードは海外のシステムから送信されています。設定で海外からのメッセージを受信拒否していないか確認してください。

※現在の設定の確認方法や、設定の変更方法は契約されている携帯電話会社にお問い合わせください。

**SMS・メールの受信に関してや、携帯端末・契約内容の確認・設定に関するご質問は、
ご契約いただいている携帯電話会社にお問い合わせください。
弊社にお問い合わせいただいても対応いたしかねます。**

お問い合わせ

- 商品の返品・交換、返金に関しては必ずお買い求めいただいた店舗にご連絡ください。
- 弊社直営店以外でご購入された商品の返品や返金に関してのお問い合わせには対応致しかねます。

【輸入元】

【直営店】

株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp

OFT STORE

<http://oftstore.com>

『お問い合わせ用フリーダイヤル』

0120-101-925 【平日・土曜日】 9:30 ~ 17:00

※土曜日は少人数体制での対応となる為、多少お時間を頂く場合があります。

※大型連休、年末年始については弊社ホームページをご確認ください。

※稀に社内の都合で対応ができない場合があります。その節はご了承くださいますようお願い申し上げます。

